



Für ein Leben in Bewegung

Mobilitätshilfen von Alber



Einfach und sicher Treppen steigen!


scalamobil[®] *iQ*
Mobile Treppensteighilfe

- Mühelos Treppen überwinden
- Steigt mit einer Batterieladung bis zu 300 Stufen
- Bis zu 120 kg belastbar
- Schafft enge und gewendelte Treppen
- Schont die Treppe Dank intelligentem Steigsystem
- Automatische Bremsen sorgen für größte Sicherheit
- Passt an die meisten Rollstuhlfabrikate
- Mit patentierter Sicherheits-Sensorik
- Auch mit Schiebestuhl oder integrierter Sitzeinheit erhältlich

TÜV geprüft und von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer:

scalamobil S30iQ 18.65.01.1008

scalacombi S31 18.65.01.1009



So einfach geht's:

scalamobil einfach am Rollstuhl per Schnellverschluss anbringen.

Auch Ideal im Auto zu transportieren – so sind auch unterwegs Treppen kein Hindernis mehr. Batterie-Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Kraftvoller Antrieb!


e·fix

Elektrischer Zusatzantrieb

- Der manuelle Rollstuhl wird zum leichten Elektrorollstuhl
- Mit einer Batterieladung bis zu 16 km weit fahren
- Klein – leicht – wendig
- Ganz einfach zu zerlegen und damit ideal zu transportieren
- Zwei Fahrprogramme für den Innen- und Außenbereich
- Lässt sich wie ein normaler Rollstuhl auch von Hand anschieben

TÜV geprüft und von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer:

e·fix E20 18.99.05.0013



So einfach geht's:

Ihr Rollstuhl wird einfach mit den e·fix Komponenten nachgerüstet – fertig!

Keine Komponente wiegt mehr als 9 kg – ideal für den Transport im Auto. Batterie-Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Fahren statt Schieben!


viamobil

Schiebe- und Bremshilfe

- Ohne Kraftaufwand Schieben und Bremsen
- Mit einer Batterieladung bis zu 25 km weit fahren
- Bis 130 kg Insassengewicht belastbar
- Schafft mühelos Steigungen bis 18 %
- Pannensicheres Antriebsrad
- Große Batterieanzeige
- Mit Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 1,5 – 5,5 km/h
- Mit patentiertem Sicherheitsschalter

TÜV geprüft und von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer:

viamobil V15 18.99.04.0017



So einfach geht's:

viamobil in die Halterung am Rollstuhl einhängen. Bediengerät an den Schiebegriffen befestigen und auf Knopfdruck losfahren.

Ganz einfach zu lenken - Dank mittig eingebautem Antriebsrad. Batterie-Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Extra Schubkraft aus den Rädern!

e-motion

Kraftverstärkender Zusatzantrieb


- Elektromotoren im Rad unterstützen die Anschubbewegung
- Anschieben und Bremsen wie gewohnt über die Greifreifen
- Kraftsparend Steigungen bewältigen
- Individuelle Programmierung der Fahreigenschaften möglich
- Dank Servobremse auch bergab mehr Sicherheit
- Aktiv bleiben: schont Muskeln und Gelenke und trainiert den Körper
- Passt an die meisten Rollstühle

TÜV geprüft und von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer:

e-motion M12 18.99.10.1005



Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
2002 Anerkennung



So einfach geht's:

Das e-motion Antriebsrad wird einfach an Stelle des manuellen Rollstuhlrades aufgesteckt. Die Batterien sind in der Radnabe integriert und sind im Sitzen entnehmbar. Batterie-Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

Der modulare Elektrorollstuhl mit Komfort!

ADVENTURE

Allradgefederter Elektrorollstuhl


- Allrad-Federung mit extra langen Federwegen für maximalen Komfort und Sicherheit
- Modularer Aufbau – für den einfachen Transport per Schnellverschluss zerlegbar
- Effiziente Radnabenmotoren für große Reichweite trotz kleiner Batterien
- Kleiner Wenderadius – dreht auf der Stelle
- Allround-Reifen für sichere Traktion auf der Straße und weichem Untergrund
- Vielseitig anpassbare Fahreigenschaften und Sitzeinstellungen

TÜV geprüft und von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel. Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer:

ADVENTURE A10 18.50.04.0069



reddot design award
winner 2004



Antriebseinheit

Batterien

Allradfedern

Die Allradfederung

Die Stoßdämpfer sind individuell auf das Fahrergewicht einstellbar. Der Federweg von 52 mm hinten wie vorne sorgt für optimalen Komfort sowie beste Traktion und Sicherheit.

Modularität

ADVENTURE lässt sich ohne Werkzeug in handliche Komponenten zerlegen. Passt in jeden Kofferraum eines Mittelklasse Autos.

Zuverlässiger Service – 48-Stunden Mobilitäts-Garantie!



Mobilität steht für Lebensqualität. Um mobil zu bleiben, muss man sich auf sein Hilfsmittel verlassen können. Über die zuverlässige Technik hinaus bietet Alber ein sichere Service-Partnerschaft. Durch ausführliche und qualifizierte Beratung stellen wir sicher, dass jeder Kunde entsprechend seiner persönlichen Bedürfnisse versorgt wird. Unsere Außendienstmitarbeiter oder Ihr Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Die Versorgung mit einem Alber-Produkt schließt automatisch unseren Mobilitäts-Service ein.

Im Falle ein Funktionsausfalls ist Alber stets an Ihrer Seite. Unser einzigartiger 48 Stunden Mobilitäts-Service sorgt dafür, dass Sie innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind. Der modulare Aufbau unserer Produkte macht diese besondere Dienstleistung möglich.

Desweiteren stehen Ihnen unter unserer kostenlosen Servicenummer 0 800/90 96 250 kompetente Alber-Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite.

☐ JA,
ich bin/wir sind an den Mobilitätshilfen
von Alber interessiert. Bitte schicken
Sie mir/uns ausführliches Informations-
material zu.

- ☐ e·fix
- ☐ e·motion
- ☐ scalamobil
- ☐ viamobil
- ☐ adventure

☐ JA,
ich/wir wollen kostenlos und unver-
bindlich Test fahren. Bitte vereinba-
ren Sie einen geeigneten Termin mit
mir/uns.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon/Telefax

Unser Qualitätsanspruch ist ihre Sicherheit!



Alle Produkte entsprechen der EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Qualitätssicherungssystem für Medizinprodukte nach DIN EN 46001.

Weitere Informationen

Dieser Gesamtprospekt gibt nur einen kleinen Überblick über die Alber Produktpalette. Für die individuelle Anpassung steht ein reichhaltiges Zubehörprogramm zur Verfügung. Ihr Sanitätsfachhändler oder unsere Alber Kundenberater stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir schicken ihnen gerne ausführliches Prospektmaterial zu. Rufen Sie uns einfach unter der gebührenfreien Service Nummer **0800 / 90 96 999** – unsere Mitarbeiter helfen gerne weiter.

Kostenlose Produkt-Vorführung

Unsere Hilfsmittelberater führen Ihnen die Alber Produkte gerne persönlich vor. Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut und erfahren Sie, wie der Alltag trotz Behinderung wieder ein Stück Normalität zurückgewinnt. Setzen Sie sich mit uns oder Ihrem nachstehenden Fachhändler zur Terminabsprache in Verbindung!



Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

Info unter 0800-9096999

Antwort

Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21

72461 Albstadt-Tailfingen

Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.alber.de
info@alber.de